

# smovey neuroVIBE

...zur Förderung und Aktivierung der Funktionen von  
Bewegungsapparat und Nervensystem

...to promote and activate the functions of the  
musculoskeletal system and the nervous system



## Die neue Dimension der gesunden Bewegung!

Regelmäßige Bewegung und körperliche Aktivität wirken sich positiv auf den Gesundheitszustand aus und können sogar Medikamente ersetzen und/oder diese reduzieren. Seit mehr als 30 Jahren wird der Nutzen von Bewegung intensiv untersucht und es konnte festgestellt werden, dass neben Rauchen auch Bewegungsmangel und zu lange Sitzzeiten die wichtigsten Risikofaktoren für unterschiedliche Krankheiten darstellen (vgl. Löllgen et al, 2018).

Menschen mit einem gesunden Lebensstil tragen durch regelmäßige körperliche Aktivität rund 50% zu ihrer Gesundheit bei (vgl. Löllgen et al, 2018). Es ist erstaunlich, dass trotz dieser Erkenntnisse Bewegung nicht noch viel mehr an Bedeutung gewonnen hat - würde ihr der Stellenwert zukommen, den sie verdient, könnten präventiv zahlreiche Krankheiten vermieden und therapeutische Krankheiten wie z.B. Bluthochdruck, Osteoporose, Krebserkrankungen, neurologische Erkrankungen, Erkrankungen des Bewegungsapparates etc. durch Bewegung behandelt werden (vgl. Löllgen et al, 2018)

Hier setzt die Philosophie von smovey an: regelmäßige Bewegung, die Spaß macht unter dem Motto: „swing, move & smile“ - denn nur, wenn körperliche Aktivität Freude bereitet, sind wir Menschen in der Lage, sie langfristig auszuüben und damit unseren Lebensalltag und die Gesundheit eigenverantwortlich zu verbessern.

Mit dem smovey neuroVIBE wurde ein Bewegungsgerät geschaffen, das auf vielfältige Art sowohl zum Ausdauer- als auch zum Krafttraining eingesetzt werden kann und zusätzlich mit den vorhandenen Reizen wie Vibration, visueller, akustischer, haptischer etc. Reiz auf einzigartige Weise die Funktionen des Bewegungsapparates und die Aktivität des Nervensystems unterstützt.

Regular exercise and physical activity have a positive impact on your state of health and can even replace and/or reduce the medication you take. The benefits of exercise have been studied intensively for more than 30 years and the research has shown that in addition to smoking a lack of exercise and sitting for too long are the major risk factors for various illnesses (cf. Löllgen et al, 2018). People with a healthy lifestyle contribute around 50% to their health with regular physical activity (cf. Löllgen et al, 2018).

It is amazing that despite these findings, exercise has not gained much more in importance; if it were given the status it deserves, a whole number of illnesses could be avoided by way of prevention. Plus, it would also be possible to help treat illnesses such as high blood pressure, osteoporosis, cancers, neurological disorders, musculoskeletal disorders etc. with exercise (vgl. Löllgen et al, 2018).

This is where smovey's philosophy comes into its own: regular exercise that is fun based on the principle of swing, move and smile. Because only if physical activity is enjoyable are we human beings capable of practising it in the long term and thus take responsibility for improving our everyday life and health.

With the smovey neuroVIBE we have created an exercise device that can be used in a variety of ways for both endurance and strength training. Plus, it uses visual, acoustic and haptic stimuli along with existing ones such as vibration in a unique way to support the functions of the musculoskeletal system and the activity of your nervous system.

Gerade für Menschen, welche nach einer Zeit der Inaktivität wieder Bewegung und körperliche Aktivität in ihr Leben bringen möchten, oder die mit körperlichen Einschränkungen belastet sind, eignet sich der smovey neuroVIBE hervorragend: er ist für jeden Trainingszustand einsetzbar und die Auswirkungen von bereits kurzen Trainingseinheiten sind dank der intensiven Stimuli sehr rasch spürbar.

„Körperliche Aktivität als Medikament“ (Löllgen et al, 2018) rückt mit dem smovey neuroVIBE ein Stückweit näher und sollte uns helfen, uns am besten selbst täglich „Bewegung per Rezept“ zu verschreiben - für ein gesundes und fittes Leben, im Idealfall präventiv!

Viel Freude an der regelmäßigen Bewegung mit dem smovey neuroVIBE wünscht

Eure Marion Reisinger und Team

The smovey neuroVIBE is an excellent option for people who wish to include some exercise and physical activity in their lives again after a period of inactivity or who are adversely affected by physical limitations. It can be used at any level of fitness and the effects of even short fitness sessions can be felt very rapidly thanks to the intensive stimuli.

Physical activity as medicine (Löllgen et al, 2018) is coming a little closer with the smovey neuroVIBE and should help us to prescribe exercise preferably for ourselves every day - for a life of health and fitness, ideally by way of prevention.

Have lots of fun doing regular exercise with the smovey neuroVIBE.

Marion Reisinger and her team



Quelle:

Prof. Dr. med. Herbert Löllgen, Remscheid, Dr. med. Jürgen Wismach, Berlin und Prof. Dr. med. Norbert Bachl, Wien „Körperliche Aktivität als Medizin“, Arzneiverordnung in der Praxis, Band 45, Heft 3, Juli 2018

Source:

Prof Herbert Löllgen, Remscheid, Dr Jürgen Wismach, Berlin and Prof Norbert Bachl, Vienna Physical activity as medicine, Drug prescription in practice, volume 45, issue 3, July 2018

## smovey neuroVIBE Funktion

**smovey neuroVIBE** ist ein Schwingringsystem bestehend aus einem Spiralschlauch, 3 bzw. 4 Stahlkugeln (je nach Variante), Softdämpfungselementen und 2 unterschiedlichen Griffsystemen. Durch das Schwingen der Ringe nach vor, zurück oder hin und her beginnen sich die Stahlkugeln als freie Masse zu bewegen und erzeugen durch das Rollen über die Spiralstege Vibrationen, welche sofort in den Handflächen wahrgenommen werden und in einem für den Organismus sehr positiven Frequenzbereich liegen.

**smovey neuroVIBE** is an oscillating ring system consisting of a spiral tube, 3 or 4 steel balls (depending on the model) soft damping elements and 2 handle systems. Oscillation of the rings forwards, backwards or in a circular formation prompts the steel balls to move as free mass, generating the vibration that is typical of smovey by way of their rolling motion across the grooves and ridges of the spiral. This vibration, which occurs within a frequency range that is in consonance with the human organism, is immediately palpable in the palms of the hands.

## Die 3 smovey neuroVIBE Modelle




### **smovey neuroVIBE - small/light**

Kleineres und leichteres Modell mit 3 Kugeln und weichem Moosgummigriff. Eignet sich hervorragend zum Einsatz bei Kindern und Personen mit kleinen Händen, bei Personen, welche nach längerer Trainingspause wieder einsteigen bzw. bei geschwächten Personen.

### **smovey neuroVIBE - small/light**

A smaller and lighter model with 3 balls and a soft foam rubber grip. Excellent as a device for children and when used by individuals with small hands, for people who start again after a long break in training or for people with compromised strength.



### **smovey neuroVIBE - Classic**

Der klassische smovey neuroVIBE mit 4 Kugeln und Moosgummigriff ist ideal in der allgemeinen Prävention bei Erwachsenen und Senioren im Bereich Bewegung und zum gezielten Aufbau und Verbesserung der Funktionen des Bewegungsapparates und des Nervensystems.

### **smovey neuroVIBE - Classic**

The classic smovey neuroVIBE, featuring 4 balls and a soft foam rubber grip, is ideal when used as a general preventive device by adults and older persons in the field of movement and the targeted development and improvement of the functions of the musculoskeletal and nervous system.



### **smovey neuroVIBE - Aqua**

Der smovey neuroVIBE - Aqua ist durch seine wasserdichte Ausführung zusätzlich für jede Anwendung im Wasser geeignet. Mit ergonomisch geformtem, etwas härterem und sofort trocknendem Griff und 4 Kugeln. Sehr einfach mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln zu desinfizieren.

### **smovey neuroVIBE - Aqua**

The waterproof design of smovey neuroVIBE - Aqua also makes it suitable for use in all types of water settings. It features an ergonomic, firmer and quick-drying grip and 4 balls. Very easy to disinfect with standard disinfectants.

Alle **smovey neuroVIBE-Modelle** sind mit dem weichen Softdämpfungssystem ausgestattet, welches die Stahlkugeln im Inneren des Spiralschlauches sanft zurückfedert und so ein sehr schonendes und dennoch effektives Training in jedem Alter gewährleistet!

All **smovey neuroVIBE-models** come equipped with the soft damping system, which means that the steel balls turn smoothly within the spiral tube, thus ensuring a very gentle and yet effective training session irrespective of the age of the user!

## smovey neuroVIBE Features



### smovey neuroVIBE TCM

An den Handinnenseiten und an den Handrücken befinden sich die Reflexpunkte fast aller Organe und Drüsen, die smovey neuroVIBE stimuliert.

*Stimulate the hand reflex points according to the model of Traditional Chinese Medicine (TCM).*



### smovey neuroVIBE Vibration

Aus den Größen der Bauteile ergeben sich verschiedene Frequenzbereiche, die sich positiv auf den Organismus auswirken.

*Various frequency ranges result from the size of the components and have a positive effect on the body. (TCM).*



### smovey neuroVIBE Weight

Bei dynamischen Bewegungen durch Schwingen kann das Eigengewicht durch die Fliehkräfte auf ein Vielfaches gesteigert werden.

*The actual weight is 1.1lb at standstill. The centrifugal forces caused by the dynamic motion from swinging can increase this weight many times over.*



### smovey neuroVIBE Balance

Durch gezielte Balanceübungen wird das Zusammenspiel der Muskulatur verfeinert und dient als Sturzprophylaxe!

*Balance exercises refine the interaction of your muscles which tends to be beneficial as you deal with sudden movements that could cause a fall.*



### smovey neuroVIBE Brain

Mit smovey neuroVIBE werden durch Kreuzbewegungen beide Gehirnhälften aktiviert.

*If used in certain cross motion patterns your smovey neuroVIBE activates both, the right and the left sides of your brain.*



### smovey neuroVIBE Indoor

Ob im Winter oder bei schlechtem Wetter, zuhause oder im Fitnessstudio, durch seine Multifunktionalität eignet sich smovey neuroVIBE auch hervorragend zum Indoor-Training.

*Whether rain, snow or shin, at the gym or at home, due to its multifunctionality your smovey neuroVIBE is an excellent training and fitness tool.*



### smovey neuroVIBE Outdoor

Am schönsten ist es doch immer wieder draußen. Training mit dem smovey neuroVIBE am Strand, in den Bergen oder sonst wo in der freien Natur.

*Everybody loves the outdoors. Take your smovey neuroVIBE with you to the great outdoors, the beach and the mountains and enjoy movement and active recreation.*



### smovey neuroVIBE Aqua


Wassertraining für alle Alters- und Zielgruppen. Verbessert Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit, entlastet Wirbelsäule, Gelenke, Bänder, Sehnen und macht riesig Spaß!

*Improve your endurance, strength and flexibility. Relieve pressure on your spine, joints, ligaments, tendons, and have great fun!*

## smovey neuroVIBE Effects

- Aktiviert Oberflächen und Tiefenmuskulatur
- Activates surfaces and deep muscles
- Stimuliert das Nervensystem
- Stimulates the nervous system
- Unterstützt den Lymphfluss
- Supports the lymphatic flow
- Fördert Stoffwechsel und Durchblutung
- Promotes metabolism and blood circulation
- Kräftigt Herz-/Kreislaufsystem und Ausdauer
- Strengthens cardiovascular system and endurance
- Trainiert Gleichgewicht, Koordination und Beweglichkeit
- Trains balance, coordination and agility
- Fördert den Muskelaufbau
- Assist muscle growth
- Sensibilisiert die Wahrnehmung
- Sensitizes the perception
- Kann dazu beitragen, Gewebe bei lokaler Anwendung elastischer zu machen
- Can help make fabrics more elastic when applied locally

## smovey neuroVIBE Handreflexzonen



## smovey neuroVIBE Production

Die smovey neuroVIBE werden von Hand in einer Integrationswerkstätte in Kooperation mit dem Verein „Wir helfen Dir“ unter anderem von Menschen mit leichten körperlichen bzw. geistigen Beeinträchtigungen im oberösterreichischen Weyer produziert. Die Qualitätssicherung erfolgt nach jedem Arbeitsschritt und steht somit für „smovey - das Original“ und „smovey - handmade in Austria“

The smovey neuroVIBE are produced in the town of Weyer in Oberösterreich in a „social workplace“ by hand by people with a light physical or mental limitation. After every production step a quality control check is made, and that is why smovey is a unique product: „smovey - the Original“ and „smovey - handmade in Austria“.



## smoveyHISTORY

Der Erfinder von smovey und dem Vibroswing-System ist Johann „SalzHans“ Salzwimmer. Er stand mit beiden Beinen fest im Leben, als er Mitte der 90er Jahre die Diagnose Parkinson erhielt.

Er akzeptierte zwar seine Krankheit, begann aber im Wissen um das rasche Fortschreiten mit der Entwicklung einer Methodik, die ihm dabei helfen sollte, seinen gesundheitlichen „Zustand“ zu stabilisieren.

Johann “SalzHans” Salzwimmer is the inventor of smovey, the vibroswing system. He stood firm in life, when he got the diagnosis “Parkinson” in the mid of the 1990s. He accepted his illness, but began, familiar with the fast development of the disease, to develop a method that would help him in stabilizing his state of health.





## smovey neuroVIBE

smovey neuroVIBE sind gekennzeichnet durch die besonders intensive Vibration und die Softdämpfungselemente, wodurch die Ringe speziell für kurze, intensive Bewegungseinheiten geeignet sind. Auch beeinträchtigte Personen haben hier ein verlässliches Gerät, welches das Nervensystem auf vielfältige Weise aktiviert und die Muskulatur und den Bewegungsapparat fördert.

Durch die unterschiedlichen Größen kann explizit auf die Voraussetzungen und Bedürfnisse der AnwenderInnen eingegangen werden und es steht für jeden das exakt passende Modell zur Verfügung: zur Unterstützung im Bereich der Gesundheitsprävention durch Bewegung sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen, für das Training im Wasser, zur speziellen Förderung und Aktivierung der Funktionen des Nervensystems und Bewegungsapparates bei Personen mit besonderen Bedürfnissen, egal welchen Alters und welchen Trainingszustandes!

Durch das Softdämpfungssystem werden die Kugeln sanft abgefedert und ermöglichen auch Personen mit Einschränkungen ein schonendes, angenehmes und effektives Training.

smovey neuroVIBE are characterized by the particularly intensive vibration and the soft damping elements, which make the rings particularly suitable for short, intensive units of movement. Disabled people also have a reliable device here, which activates the nervous system in a variety of ways and promotes the muscles and the musculoskeletal system. Due to the different sizes, the requirements and needs of the users can be explicitly addressed and there is exactly the right model available for everyone: for support in the area of health prevention through movement for both children and adults, for training in water, for special purposes Promotion and activation of the functions of the nervous system and musculoskeletal system in people with special needs, regardless of age and level of training!

The soft damping system gently cushions the balls and enables people with disabilities to exercise gently, comfortably and effectively.

## smovey neuroVIBE AnwenderInnen

### smovey neuroVIBE Kids-Training

Bereits in jungen Jahren ist Bewegung förderlich für die körperliche und geistige Entwicklung. „Bewegung ist das Tor zum Lernen“ - heißt es so schön. Kinder haben meist einen natürlichen Bewegungsdrang, der mit den kleineren smovey neuroVIBE small/light gefördert werden kann und zudem so richtig Spaß macht. Egal ob mit Musik, mit Hindernisläufen oder Geschicklichkeitsübungen kombiniert, in der Natur oder im Klassenzimmer - in der Gruppe macht Bewegung mit den smovey neuroVIBE einfach gute Laune und fördert langfristig die Konzentration, Gleichgewicht, Wahrnehmung und Koordination. Auch das Abrollen mit den smovey neuroVIBE Ringen und die entspannende Wirkung wird von Kindern sehr genossen.

Exercise promotes physical and mental development even at a young age. „Exercise is the gateway to learning“, as the saying goes. Children generally have a natural urge to indulge in exercise; this can be encouraged by way of the smaller smovey neuroVIBE small/light which is great fun to use. Whether combined with music, obstacle courses or dexterity exercises, whether outdoors or in the classroom - in a group setting, exercising with smovey neuroVIBE quite simply puts participants in a good mood and, in the long term, promotes powers of concentration, balance, perception and coordination. The rolling action of smovey neuroVIBE and its relaxing effect is also appreciated by children.



## smovey neuroVIBE zur Gesundheitsförderung

In der Prävention kommt der Bewegung allgemein und im Speziellen mit dem smovey neuroVIBE ein besonderer Stellenwert zu. Für ein langes, autonomes Leben ist es notwendig, die Kernbereiche wie Muskelkraft, Gleichgewicht (Sturzprophylaxe), Koordination, raumgreifendes Gehen, Entspannung etc. regelmäßig zu trainieren, um sie zu erhalten.

Auf der beigelegten smovey neuroVIBE Trainingschart werden genau diese Bereiche vorgestellt und die Grundübungen erklärt. Die Übungen können im Sitzen und/oder Stehen ausgeführt werden. Weiterführende Übungen gibt es per Link oder QR Code auf der beiliegenden Trainingschart abzurufen.

Exercise in general, but particularly when facilitated by smovey neuroVIBE has a special role to play in the preventive setting. A long, independently led life requires that core competencies, such as muscular strength, balance (fall prophylaxis), coordination, intensive walking, relaxation, etc., are regularly trained in order to preserve them.

These areas are presented and the basic exercises explained on the enclosed smovey neuroVIBE training chart. The exercises can be done sitting and / or standing. Further exercises can be accessed via a link or QR code which you find at the trainingschart in the box





**WICHTIG:** Der smovey neuroVIBE ist ein Bewegungsgerät, welches positive Auswirkungen auf Ihren Gesundheitszustand haben kann. Vor dem Training mit smovey neuroVIBE empfehlen wir dringend einen Gesundheits- oder Leistungscheck beim Arzt Ihres Vertrauens durchzuführen. Sollten in der Anwendung mit smovey neuroVIBE Probleme oder Schmerzen auftreten, ist ehestens ein Arzt zu konsultieren und die Situation medizinisch abzuklären. Die Bewegung und das Training mit smovey neuroVIBE erfolgt ausschließlich auf eigene Verantwortung. Die smovey GmbH übernimmt keinerlei Haftung für auftretende Verletzungen bzw. Schäden.

**IMPORTANT:** smovey neuroVIBE is an exercise device that can positively impact the state of your health. Before a training session with smovey neuroVIBE, we strongly recommend that you are examined by a trusted physician. If you encounter problems or experience pain when using smovey neuroVIBE, a physician should be consulted at the earliest and the situation medically evaluated. Exercise and training sessions incorporating smovey neuroVIBE are conducted exclusively at your own risk. smovey GmbH assumes no liability whatsoever for any injuries or damage that might occur.

## Hinweise zur Anwendung bei besonderen Bedürfnissen

Bei der regelmäßigen Anwendung der smovey neuroVIBE Ringe konnten generell Verbesserungen bei Bewegungsabläufen, Gleichgewicht, Koordination, Muskelkraft etc. beobachtet werden. Dies betrifft im Besonderen auch Personen mit speziellen Bedürfnissen oder Einschränkungen. Wir weisen explizit darauf hin, dass bei bestehenden Krankheitsbildern in jedem Fall eine Anwendung mit dem smovey neuroVIBE mit Ihrem behandelnden Arzt abzustimmen ist!

The smoveyINVENTOR Johann 'Salzhans' Salzwimmer has suffered from Parkinson's disease for over 25 years, and he exercises using his rings 3-5 times every day, each session lasting around 5 minutes. These are some of the exercises he favours:

Beispiele:

Der smoveyERFINDER Johann Salzhans Salzwimmer ist seit über 25 Jahren an Morbus Parkinson erkrankt und übt selbst 3-5 Mal täglich für ca. 5 Minuten mit seinen Ringen. Hier einige seiner am häufigsten ausgeführten Übungen:



Die Bewegung mit smovey neuroVIBE eignet sich auch besonders für Personen, die nicht stehen können oder im Stehen zu wenig Stabilität für die Übungseinheiten mitbringen. Durch das Abrollen der Beine werden die Vibrationen zum Teil bis in die Füße spürbar und aktivieren diese. Auch der Oberkörper kann durch Schwingen und Bewegungen der smovey neuroVIBE trainiert und aktiviert werden.

The movement with smovey neuroVIBE is also particularly suitable for people who cannot stand or who have too little stability for the exercise units when standing. When you roll your legs, the vibrations can sometimes be felt in the feet and activate them. The upper body can also be trained and activated by swinging and moving the smovey neuroVIBE.



## smovey neuroVIBE Inklusionstraining

Mit smovey neuroVIBE kann es gelingen, Menschen jeden Alters und mit unterschiedlichen gesundheitlichen Voraussetzungen gemeinsam zu aktivieren. Dies fördert nicht nur den sozialen Aspekt sondern macht das Training mit smovey neuroVIBE absolut einzigartig.

With smovey neuroVIBE, it is possible to activate people of all ages and with different health conditions for a joint training. This promotes not only the social aspect but makes the training with smovey neuroVIBE absolutely unique.




**Wichtig:**  
smovey neuroVIBE ist ein Bewegungsgerät, das bei regelmäßiger Anwendung die Funktionen des Nervensystems und des Bewegungsapparates aktivieren und verbessern kann. Bei Unsicherheiten oder zur Abklärung der individuellen Situation empfehlen wir dringend, den Einsatz der smovey neuroVIBE Ringe mit dem behandelnden Arzt und/oder Therapeuten deines Vertrauens abzustimmen! Die Anwendung der smovey neuroVIBE Ringe erfolgt auf eigene Verantwortung, die smovey GmbH übernimmt keine Haftung für auftretende Beschwerden, Verletzungen oder Schäden.

**Important:**  
smovey neuroVIBE is a movement device that, with regular use, can activate and improve the functions of the nervous system and the musculoskeletal system. In the event of uncertainty or to clarify the individual situation, we urgently recommend coordinating the use of the smovey neuroVIBE rings with the treating doctor and / or therapist you trust! The smovey neuroVIBE rings are used at your own risk, smovey GmbH assumes no liability for any complaints, injuries or damage.

## smovey neuroVIBE Safety

Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor du die smovey neuroVIBE verwendest! Diese Richtlinien beim Benutzen der smovey neuroVIBE Ringe dienen der Sicherheit. Sollten die smoveys nicht korrekt behandelt bzw. gehandhabt werden, so könnte es eventuell zu unvorhergesehenen Fehlfunktionen durch Eigenverschulden kommen. Die smovey GmbH übernimmt keinerlei Haftung für auftretende Verletzungen bzw. Schäden!

Please read the following safety information carefully before you start using the smovey neuroVIBE! Follow these guidelines when using the smovey neuroVIBE - rings to ensure safety. If the smoveys are not treated or managed properly, it could lead to unforeseen malfunctions caused by fault of the user. The smovey GmbH assumes no liability for injuries, or damage!








Setze den smovey neuroVIBE keinen extrem hohen Temperaturen aus. Vermeide direkte Sonnenstrahlung zum Beispiel im Auto oder auf Fensterbänken.

Do not expose the smovey neuroVIBE to extremely high temperatures. Avoid direct sunlight, for example, in the car or on window sills.



Setze den smovey neuroVIBE keinen extrem niedrigen Temperaturen aus.

Do not expose the smovey neuroVIBE to extremely low temperatures



Verbiege den smoveySCHLAUCH nicht! Du vermeidest dadurch Knicke, die sich direkt auf die Laufeingenschaft der Kugeln auswirken können.

Don't bend the smovey-ring! This avoids kinks in the hose. These kinks will have a direct impact on the gradient-properties of the steel balls.



smovey neuroVIBE Ringe sind keine Lebensmittel und nicht zum Verzehr geeignet.

smovey neuroVIBE rings are not food and not suitable for consumption.



Berühre und bearbeite niemals den smovey neuroVIBE mit einem spitzen oder scharfen Gegenstand! Dies kann zu irreparablen, mechanischen Schäden führen.

Never touch or carve the smovey neuroVIBE with a sharp or pointed object (for example: knife, screw-driver, ...)! This can cause irreparable mechanical damages.



Setze smovey neuroVIBE Ringe weder offenen Flammen noch Tabakglut aus.

Keep the smovey neuroVIBE rings away from open flames or burning tobacco products.



Vermeide die Berührung und Reinigung des smovey neuroVIBE Ringe mit ungeeigneten, ätzenden bzw.giftigen Flüssigkeiten oder Gasen.

Avoid contact and cleaning of the smovey neuroVIBE with inappropriate, corrosive or toxic liquids of gases.



Nicht für Kleinkinder unter 3 Jahren geeignet!

Not suitable for children under the age of 3 years.



Bei der Anwendung von smovey neuroVIBE Ringen wird empfohlen, eine geeignete Schutzbrille zu tragen!

It is recommended, when using smovey neuroVIBE rings to wear suitable safety glasses.

## Folgende Modelle findest du auch in unserem Shop:

Der **smoveyCLASSIC** zeichnet sich durch seinen Moosgummigriff aus. Aufgrund dessen werden die Vibrationen sanft übertragen. smoveyCLASSIC eignet sich ideal zum Walken.

**Erhältlich in den Farben:**

- Grün
- Orange
- Schwarz
- Türkis



Der **smoveyPOWER** ist eine dynamische Weiterentwicklung des smoveyCLASSIC. Er zeichnet sich durch seine runde Form und den vier/sechs durchlaufenden Stahlkugeln aus. smoveyPOWER ist für das Kraft-, Tanz- und Lauftraining geeignet.

**Erhältlich mit vier Kugeln in den Farben:**

- Grün
- Türkis

**Erhältlich mit sechs Kugeln in der Farbe:**

- Schwarz



Der **smoveySOLID** besitzt einen hohen strapazierfähigen und belastbaren Griff. Aufgrund der einfachen Reinigung mit Desinfektionstuch ist dieser sehr hygienisch. Durch seinen ergonomisch geformten Griff liegt der smoveySOLID besonders gut in der Hand und die Vibrationen sind noch intensiver.



**Erhältlich in den Farben:**

- Grün
- Türkis
- Schwarz

Der **smoveyAQUA** ist speziell für Aqua-Trainings entwickelt worden. Aufgrund eines hochwertigen Klebers ist dieser smovey wasserdicht und auch für die Benutzung im Salzwasser geeignet. Er trocknet schnell und ist leicht zu reinigen. Das Griffsystem ist dem smoveySOLID gleichzustellen.



**Erhältlich in der Farbe:**

- Grün
- Türkis

Der **smoveyGLOW** ist in der Standardausführung mit Moosgummigriff erhältlich. Die Vibrationen werden dadurch sanft übertragen. Er zeichnet sich durch sein Leuchten im Dunkeln aus. smoveyGLOW eignet sich ideal zum Walken.



# smovey neuroVIBE

...zur Förderung und Aktivierung der Funktionen von Bewegungsapparat und Nervensystem

...to promote and activate the functions of the musculoskeletal system and the nervous system

Du willst mehr über smovey neuroVIBE wissen?

Weitere Informationen findest du unter:

**[www.smovey.com/neurovibe](http://www.smovey.com/neurovibe)**  
oder direkt mittels QR Code.

Einfach auf deinem Handy scannen und losschwingen!


You want to know more about smovey neuroVIBE?

You can find more information at:

**[www.smovey.com/neurovibe](http://www.smovey.com/neurovibe)**  
or directly with the QR code.

Simply scan it on your mobile phone and go on swinging!

scan here



smovey GmbH | Weinzierlstraße 2a | A-4400 Steyr | +43 7252 / 716 10  
office@smovey.com | www.smovey.com